

Дар. Ж.Ж.Ж.Ахмет

2	Қабырға бактерицидті саулеңегіш	Медициналық, спорттық, балалар, оқу жөне басқа да үй-жайлардағы ауа мен беттерді заразрысданғынға арналған. Бактерицидті шам-2x30 Вт (шашыранқы УК-саулепенуін бір шамы, жарық еткізбейтін (калкамен (экранимен) экрандаған, екіншісі — тікелей УК-саулепенуін ашық шамы) Ресурс - 9000 сағат, цокольдің түрі G13 енимділігі - 135 м3/с корпус Материалы – полимерлі калтамасы бар шегелліп. Бір жұмыс режимі бар: "әдамдар болмagan көздеға ғана қолдану" бактерицидті сауле шығару құбының заразрысданғындағы шын қажетті қамтамасыз ете отырып, адамдар (персонал, ауру) болмagan кезде барлық Үй – жайлын саулепенуі; жыныстықка (жъыратқыш, кабель) габериттік өшемдері – 940x140x80 мм саммата, 2,4 кг артық емес Пастпорт қазак жөне орыс тілдерінд	дана	1	34000,00
3	Қабырға бактерицидті саулеңегіш	Медициналық, спорттық, балалар, оқу жөне басқа да үй-жайлардағы ауа мен беттерді заразрысданғынға арналған. Бактерицидті шам-2x30 Вт Ресурс-9000 сағат, цокол типі G13 енимділігі-120 м3 / с корпус материалы – полимерлі жабыны бар метал саулепендірүү құралында бактерицидті шаммадары бар екі секция (бұдан ері - "шаммадар") - ашық жөне жабық, Екі жұмыс режимі бар: 1 режими: "әдамдар болмagan кезде қарынды" заразрысданғындағы бактерицидті сауле шығару (ұтаптың заразрысы заңдырыу шын қажетті қамтамасыз ете отырып, адамдар (персонал, ауру) болмagan кезде барлық үй-жайлды саулепендірүү, 2 режимі: "әдамдардан қатысуымен қолдану" жабық шам арналы бағытталған катты бекітілген қара түсті мегаліл күніргі торы (бұдан ері-"Санылау құрылышы") бар металл корпуста орналасқан және тұракты жұмыс режимінде пайдаланылуға мүмкін. Радиометрдің кемелімін УК-сауле шығару атнының бағытын реттеледі, бул ашық шам пайдаланылымаса, саулепендірүү құралын адамдардың катты азайтуымен үзак үзактудан қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Шаммадардың косу режимі-саулепендірүү құралын пайдалану нұсқаулығына сәккес белект. Жыныстықта кіреці (екі жағы ажыратқыш, 4-тапшылықта кабель) габериттік өшемдері-940x170x140 мм саммата, 4,0 кг артық емес Пастпорт қазак жөне орыс тілдерінде	ШТ	2	79000,00
4	Бетке арналған көрганыш каскасы	Медициналық Термометр: жаңалық: 02Т. Қалыңдығы: 025±0,02 ғим. Сипаттамасы: анти-тұмандық, антигүрустық, шаш, еткізбейтін каскансын екі жағы, бликсіз, этрономикалық дозайз, кіно көзінде жайылтылған. Шаммадардың косу режимі-саулепендірүү құралын пайдалану нұсқаулығына сәккес белект. Жыныстықта кіреці (екі жағы ажыратқыш, 4-тапшылықта кабель) габериттік өшемдері-940x170x140 мм саммата, 4,0 кг артық емес Пастпорт қазак жөне орыс тілдерінде	дана	5	800,00
5	Бінк баҳилалар	Медициналық Мекемегерде, тоқылмаган материалдан оқшаулау үшін пайдаланылады	дана	50	350,00
6	Электрондық медициналық Термометр	Температуралық қаралайм және дәл епшіу үшін жұмысқ үшілігі бар электрондық термометр. Оның икемді үшін температуралық қалыпсіз еткізбейтін қамтамасы етеді. Пайдалану оңай жөне сағдің ынғайылтының үшін епшіу нетіненес дұбысы сияптымен көрсетіледі және анық СК-дистилейк шығарылады. Энергия Универдайт дистилей және 10 минуттан кейін термометрдің автоматтық функциясы батареяның ауыстырусын үзак үзактудан қамтамасыз етеді.	дана	10	900,00